

# CATGUT CRÓMICO



# CATGUT CRÓMICO

Obtenido por la torsión de filamentos de colágeno purificado de serosa bovina, previamente tratados con sales de cromo. Este tratamiento proporciona al hilo un color castaño a marrón característico y mantiene la resistencia tensil del mismo in vivo al incrementarse el período de absorción. El Catgut Crómico se presenta en sobre tipo blister en una solución preservante que contribuye a minimizar el arrastre tisular y a mejorar el anudado.



## TIPO DE ABSORCIÓN

Por degradación enzimática

## ESTRUCTURA

Virtualmente Monofilamento

## ESTERILIZACIÓN

Oxido de etileno

## COLOR

Castaño a marrón

## CALIBRES

9/0 a 4

## INDICACIONES DE USO

Utilizado en todo procedimiento quirúrgico que se recomienda suturas absorbibles, excepto en tejidos neurológicos y cardiovasculares.

Esta sutura está contraindicada en pacientes con sensibilidades o alergias al colágeno o al cromo.

## PRESENTACIÓN

- En diferentes longitudes de hilos y número de hebras.
- Con o sin aguja(s) de acero quirúrgico.
- Disponible en cajas de 12, 24 y 36 unidades.

# CATGUT CRÓMICO

## REDONDA / AHUSADA

AGUJA	COLOR Y ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE							
			5 - 0	4 - 0	3 - 0	2 - 0	0	1	2	
<b>HR 15</b> ½ circ. 15 mm		Catgut Crómico	70 cm	C0812.J*						
<b>HR 20</b> ½ circ. 20 mm		Catgut Crómico	70 cm		C0914.J*					
<b>HR 25</b> ½ circ. 25 mm		Catgut Crómico	70 cm		C0915.J*	C1015.J*	C1115.J*	C1315.J*	C1415.J*	
<b>HR 35</b> ½ circ. 35 mm		Catgut Crómico	70 cm				C1117.J*	C1317.J*	C1417.J*	C1517.J*
<b>HR 40</b> ½ circ. 40 mm		Catgut Crómico	70 cm					C1318.J*		
			90 cm						C1418.L* C1518.L*	
<b>HR 50</b> ½ circ. 50 mm		Catgut Crómico	90 cm						C1446.L* C1546.L*	

## SUTURAS SIN AGUJAS

COLOR Y ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE					
		3 - 0	2 - 0	0	1	2	3
Catgut Crómico	150 cm	C1001'P*	C1101'P*	C1301'P*	C1401'P*	C1501'P*	C1601'P*