

UNISYNTH

Poliglactina 910 trenzada y recubierta
Sutura sintética absorbible (U.S.P.)




UNISUR
Lifecare Pvt. Ltd.



UNISYNTH

Poliglactina 910 trenzada y recubierta
 Sutura sintética absorbible (U.S.P.)



La sutura Poliglactina 910 trenzada y recubierta UNISYNTH, es una sutura quirúrgica estéril absorbible sintética compuesta por un copolímero hecho de 90% de glicólido y 10% de L-lactida.

La fabricación interna de agujas le proporciona las mejores agujas con una nitidez óptima, lo que finalmente proporciona una conducción suave sobre los tejidos durante la sutura.

Indicaciones:

La sutura sintética absorbible Unisynth Poliglactina 910 está indicada solo para su uso en la aproximación superficial del tejido blando de la piel y las mucosas. La sutura mantiene su resistencia a la tracción durante aproximadamente dos o tres semanas en el tejido y se absorbe completamente por hidrólisis en 56 a 70 días.

- Capacidad de retención segura de nudos.
- La superficie lisa facilita el paso del tejido.
- Mejor resistencia a la tracción, brinda soporte a la herida hasta 28 a 32 días.

Mejor Utilizado Para

- Aproximación del útero
- Aproximación de tejidos blandos

Información Adicional:

Sutura Características	Sutura quirúrgica sintética absorbible.
Sutura Tipo	Trenzado
Sutura Material	Sutura quirúrgica estéril absorbible sintética compuesta por un copolímero hecho de 90% de glicólido y 10% de L-lactida.
Sutura Revestimiento	Policaprolactona y estearato de calcio
Sutura Color	Sin teñir
Sutura Soporte	28 a 32 días
Sutura Absorción	La absorción se lleva a cabo por hidrólisis completa en 56 a 70 días.
Sutura Resistencia	El 75% de la resistencia a la tracción se retiene durante 14 días y el 60% hasta 21 días.
Sutura Rango U.S.P	6/0-2
Esterilización	E0 (óxido de etileno)
Vida útil	5 años
Características de producto	Excelente resistencia a la tracción. Excelente atado de nudos. Mínima reacción del tejido
Sutura Embalaje	En envases de papel de aluminio con o sin aguja.
Tipo de aguja:	Punta Redondo, Cortante, Ahusada, Recta, Punta Roma
MFG. LIC No.	MFG/MD/2020/000109
OEM. LIC No.	N. Code: KA/DEVICE/MFG/MD/2020/000109