



Mejore su flujo de trabajo y obtenga una solución sólida para la gestión de imágenes.


El sistema DIRECTVIEW CR Classic y el software Image Suite de Carestream – ¡Un dúo dinámico! El sistema CR Classic genera imágenes de alta calidad y su tamaño compacto permite instalarlo en áreas de poco espacio. Cuando combina el sistema CR Classic con el software Image Suite, obtiene un sistema CR potente y dinámico con funciones de distribución y archivo. Este sistema con capacidad de dividir imágenes de rayos X entre sus usuarios y permitirá racionalizar su flujo de trabajo y le ofrecerá todas las capacidades para adquirir, ver, procesar y almacenar sus imágenes digitales.

RESUMEN DE VENTAJAS

- Adquiera, distribuya, guarde y recupere fácilmente imágenes radiológicas.
- El sistema CR compacto de una sola placa puede instalarse en áreas pequeñas.
- Económico y sólido.



Sistema CARESTREAM DIRECTVIEW Classic CR con software Image Suite



Una solución de adquisición de imágenes económica y potente

Usted tiene que ofrecer a sus pacientes servicios de adquisición de imágenes de alta calidad, con menores costos operativos y presupuestos limitados, lo que constituye un reto. Este conjunto combina un lector CR confiable de eficacia demostrada con una profundidad de píxel de 16 bits, diseñado para potenciar su flujo de trabajo, con un software de adquisición y gestión de imágenes repleto de funciones. Esta solución le permite agregar las opciones y los accesorios que necesita sin tener que pagar por los que no necesita. Puede incluso agregar más capacidad de almacenamiento de imágenes a medida que aumentan sus necesidades.

Flujo de trabajo mejorado

Gracias a las funciones de fácil uso del sistema Classic CR, los técnicos pueden adquirir imágenes de los pacientes de forma rápida y eficaz. El robusto flujo de trabajo del software Image Suite permite adquirir, procesar, ver y gestionar rápidamente sus imágenes, lo que se traduce en tiempos de espera más cortos para sus pacientes.

Integración simple y fácil

El sistema CR Classic con software Image Suite se integra a la perfección con un amplio conjunto de impresoras y puede instalarse en estaciones de trabajo de varios tipos con monitores estándar o de alta resolución.

Diseñado para satisfacer sus necesidades

Esta combinación –lector CR Classic y software Image Suite– ofrece imágenes de alta calidad y las características que usted necesita para ofrecer diagnósticos fiables. El software Image Suite se suministra con el nuevo procesamiento de imágenes de Visualización Mejorada-Automática (EV-A) que procesa automáticamente las imágenes con una calidad de imagen idéntica a los sistemas Classic CR con EVP+ instalado en los hospitales. Además, según las necesidades exclusivas de su centro, puede adquirir opciones y herramientas adicionales, incluida la adquisición de imágenes de gran formato.

Opciones estándar para el software Image Suite

- DICOM Store SCU/Print SCU y lista de trabajo de modalidad
- Perfil de integración de soporte transportable IHE
- Procesamiento de imágenes EV-A
- Enmascaramiento envolvente negro automático con ajuste manual
- Software de detección / supresión de cuadrícula
- Software de optimización de baja exposición
- Cuatro licencias de visor simultáneas
- Programación remota de exámenes CR

Opciones para el software Image Suite

- Función de redacción de informes
- Conexiones/sesiones con visor web (hasta 8 sesiones simultáneas)
- Conexión adicional para la programación remota de exámenes CR
- DICOM Store SCP
- Adquisición de imágenes portátil de gran formato
- Función para mamografías

Especificaciones clásicas de CR

Dimensiones del escáner

- Altura total = 102,87 cm
- Ancho = 48,26 cm
- Profundidad = 57,66 cm

Requisitos informáticos mínimos

- Windows XP SP3 Professional de 32 bits
- Procesador Intel Pentium 4 a 2,8 GHz
- 2 GB de memoria RAM
- Disco duro de 80 GB
- Tarjeta Ethernet de 100 Mbp/s
- Grabadora de CD/DVD
- Pantalla de 17" y resolución de 1 024 x 1 280